



**Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel. +48 22 492-11-00, fax +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Biuro Administracyjno-Gospodarcze
BAG-AGG.230.4.2023

2023-06-29

Zapytanie ofertowe

w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych*

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej **zamawiający**) zaprasza do składania ofert w przedmiocie: **sukcesywne dostawy artykułów biurowych**
Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu OFERTA.

Termin i sposób wykonania/dostawy: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do czasu wyczerpania maksymalnej wartości brutto umowy.

Sposób obliczenia ceny: zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w formularzu OFERTA. Wykonawca określa ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto, w których **uwzględnia całkowity koszt** (w tym transport i rozładunek) dotyczący dostarczenia artykułów biurowych do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego w budynku położonym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C. Dla każdej pozycji w tabeli wykonawca oblicza sumę iloczynów z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jako wartość brutto, a w podsumowaniu pozycji podaje całkowitą cenę brutto. **Wykonawca oferuje i wycenia dostawę wszystkich produktów stanowiących cały asortyment zamówienia.** Zamawiający nie uwzględnia oferty, w której wykonawca nie podał ceny/wartości dotyczącej jakiegokolwiek produktu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Na terenie kompleksu Adgar Park West postój do 15 minut jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina po upływie bezpłatnego czasu kosztuje 6,00 zł dla parkingu podziemnego oraz naziemnego (zewnątrznego).

Zapytanie ofertowe kierowane jest do oferentów/wykonawców posiadających zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia w sposób należyty, na odpowiednim poziomie jakości dostawy oraz usług związanych z tą dostawą.

OFERTE składają się na załączonym formularzu za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem <https://urpl.ezamawiajacy.pl>, w terminie upływającym w dniu **6 lipca 2023 r. o godzinie 10:00**. Wykonawca składa OFERTE w postaci elektronicznej, poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy, albo jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się składanie na platformie dokumentów w formacie pdf, po ich podpisaniu e-podpisem w formacie PAdES.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać najpóźniej na 2 dni przed upływem składania ofert, kontaktując się poprzez ww. platformę lub pocztą elektroniczną na e-mail: anna.kamińska@urpl.gov.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie/zamieszczenie oferty na ww. platformie lub potwierdzenie wpłynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował **najniższą całkowitą cenę** za wykonanie zamówienia oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy.

Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty w szczególności gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.

* Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.)

OFERENT/WYKONAWCA

nazwa, siedziba, adres,
NIP, REGON, e-mail, telefon

O F E R T A**ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe BAG-AGG.230.4.2023, dotyczące zamówienia w przedmiocie:

sukcesywne dostawy artykułów biurowych

składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia **za całkowitą cenę brutto** PLN

(słownie złotych:)

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług PLN,

co wynika z zestawienia asortymentu:

poz.	Artykuł (nazwa/rodzaj/marka)	sposób pakowania (uwaga pod tabelą)	cena jednostkowa netto [zł]	ilość	wartość brutto [zł]
1	Kostka papierowa kolor 85mm x 85mm klejona	karteczki klejone, rozmiar 85mm x 85mm ± 2mm; bloczek o wysokości min. 40mm, mix kolorów		40 szt.	
2	Blok do flipchartów	kartki gładkie, 30 kartek		3 szt.	
3	Brulion A5	format A5, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie gramatura min.70g/m ² ; zawierający 96 kartek w kratkę		60 szt.	
4	Brulion A4	format A4, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie gramatura min.70g/m ² ; zawierający 96 kartek w kratkę		40 szt.	
5	Cienkopis kulkowy żelowy, automatyczny gumowy uchwyt	cienkopis typu Pentel lub równoważny, gumowy uchwyt i metalowy klips, grubość linii pisania 0,25mm±0,5mm, końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min. 900 m, tusz nie rozmazuje się i nie brudzi rąk, płynny tusz żelowy, min. 4 kolory tuszu do wyboru		48 szt.	
6	Cienkopisy różnokolorowe	tusz na bazie wody, odporny na wysychanie, grubość linii pisania 0,3 mm, końcówka oprawiona w metalowej oprawce, nasadka z klipem określającym kolor tuszu, różne kolory		240 szt.	
7	Datownik	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, stopka antypoślizgowa, data w wersji ISO oraz polskiej; wysokość liter i cyfr 4 mm; samotuszujący		10 szt.	
8	Długopis jednorazowy	długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres równoważności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm +/-0.1 mm. długość linii pisania 3500m, wentylowana nasadka, min. 4 kolory tuszu do wyboru		300 szt.	
9	Długopis automatyczny	z wymiennym wkładem, gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania, grubość linii pisania 0,2+/-0,5mm, min. 4 kolory tuszu do wyboru		500 szt.	

10	Długopis na sprężynce	zaopatrzony w rozciągliwą sprężynkę (długość po rozciągnięciu ok. 1m) lub kuleczkowy łańcuszek; posiadający samoprzylepną podstawkę, w której osadzony jest długopis; możliwość ustawienia długopisu w pionie i w poziomie, kolor niebieski		20 szt.	
11	Długopis żelowy automatyczny	długopis żelowy typu Pentel K-116 lub równoważny, zakres równoważności: ergonomiczny gumowy uchwyt, grubość linii 0,3 mm, grubość końcówki 0,6mm ± 0,1mm), długość linii pisania min. 550m; kolor do ustalenia przy zamówieniu		450 szt.	
12	Dziurkacz min. 25 kartek	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm.; średnica dziurek 5.5mm.; dziurkujący jednorazowo min. 25 kartek, ogranicznik formatu A4, A5, A6; blokada położenia dźwigni		20 szt.	
13	Foliopis kolorowy do płyt CD czarny	Idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni np.CD, DVD,folii, szkłe, metalu, wodoodporny; szybko schnący, grubość linii pisania max.0,6 mm		48 szt.	
14	Gumka ołówkowa	gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała, przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru		60 szt.	
15	Klej w sztyfcie 25g	przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazę PVP, szybko schnący nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu, bezzapachowy, usuwalny za pomocą wody, bezpieczny dla środowiska; gwarancja przydatności min. 2 lata, gramatura 25g ±1g		240 szt.	
16	Klej w płynie 50ml	przeznaczony do klejenia papieru, tektury oraz fotografii, szybko schnący nie marszczy papieru; bezbarwny, bezzapachowy wyposażony w siatkę do nanoszenia kleju usuwalny za pomocą wody, bezpieczny dla środowiska; gramatura. 30-50ml		400 szt.	
17	Koło zeszyt A4 80 kart	kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm, po stronie prawej margines; kartki perforowane wzdłuż lewego grzbietu; spirala z lewej strony; min.4 dziurki z lewej strony; gramatura 70g/m ² ±10g/m ² ; min. 80 kartek		20 szt.	
18	Koło zeszyt A5 80 kart	boczna spirala, format A5, w twardej oprawie min. 300g/m ² , kratka, perforacja, podwójne dziurkowanie lub większa ilość dziurek, min. 80 kart		40 szt.	
19	Koperta bąbelkowa A4	wykonana z papieru w kolorze białym, z samoklejącym paskiem, wewnątrz wyłożona folią bąbelkową, wymiary zewn. 290x370 mm, wymiary wewn. 270 x 360 mm, w op. 50 szt.		2 op.	
20	Koperta biała C4 HK	wykonana z papieru; format C4-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukiem, gramatura min. 100g/m ² ; samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; w op. 250 szt.		10 op.	
21	Koperta biała C5 HK	wykonana z papieru, format C5-HK w kolorze białym, z granatowym poddrukiem, z paskiem samoklejącym, gramatura min.90g/m ² , w op. 500 szt.		20 op.	

22	Koperta biała z okienkiem do płyt CD/DVD	koperta do płyt CD/DVD, kolor biały z okienkiem, w op. 100 szt.		10 op.	
23	Koperta biała bez okienka do płyt CD/DVD	koperta do płyt CD/DVD, kolor biały bez okienka, w op. 100 szt.		5 op.	
24	Korektor w taśmie 4,20mm x 10m	przezroczysta obudowa, ergonomiczny kształt mechanizm regulacji napięcia taśmy, możliwość natychmiastowego pisania, nie pozostawia śladów na faksach i kserokopiarkach, szerokość taśmy 4,20 mm , długość taśmy 10 m		100 szt.	
25	Koszulka A4 na katalogi	koszulki A4 na katalogi poszerzane harmonijkowo bez klapki - koszulka A4 na katalogi 170mic.+/-10mic., boczna perforacja umożliwia wpięcie do segregatora, otwierana z góry, wykonana z pvc, w op. 10 szt.		50 op.	
26	Koszulka krystaliczna 55 mic.	format A4, wykonana z folii PP, antystatyczna, perforowana, folia krystaliczna o grubości min.55mic. otwierana z góry, w op. 100 szt.		200 op.	
27	Koszulka na CD	koszulka na płyty CD/DVD przezroczysta z perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, w op. 10 szt.		50 op.	
28	Linijka przezroczysta 30cm	odporna na odkształcenia, zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika, nieścieralna podziałka		20 szt.	
29	Maczałka glicerynowa do palców	zwilżacz do palców z glicerynowym żelem, pojemn.min.20 ml, bezpieczne dla środowiska		10 szt.	
30	Marker permanentny	wodoodporny, szybko schnący, odporny na ścieranie; końcówka okrągła; skuwka w kolorze tuszu lub korek w nasadce i obudowie, 4 kolory		120 szt.	
31	Nożyczki 16,5cm biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej, ręczka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, długość 16-17 cm		48 szt.	
32	Nóż do papieru, plastikowa oprawa	nóż do cięcia papieru, dł. ostrza min. 100 mm, wysuwane ostrze z możliwością odłamywania stępionych części, blokada unieruchamiająca ostrze, plastikowa oprawa		10 szt.	
33	Ołówek automatyczny 0,7 mm	ołówek automatyczny z wkładem o gr. 0,7mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy, min. 1 kolor, metalowa końcówka, plastikowy lub metalowy klips, miękka gumowana obudowa ze żłobieniami uchwytu, gumka ze skuwką		48 szt.	
34	Ołówek automatyczny 0,5 mm	ołówek automatyczny z wkładem o gr. 0,5mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka; plastikowy lub metalowy klips, min. 3 kolory do ustalenia przy zamówieniu, miękka gumowana obudowa ze żłobieniami uchwytu, gumka ze skuwką		24 szt.	
35	Ołówek z gumką	łatwo się temperuje, grafit odporny na złamania, twardość grafitu 2B, B, H, HB posiadający gumkę do ścierania dla HB, twardość grafitu do ustalenia		240 szt.	
36	Ofertówka A4 "L"	wykonana z przezroczystej sztywnej folii, rozcięcie na górze i wzdłuż brzegu, w op. 25 szt.		10 op.	
37	Pinezki tablicowe	plastikowe, kolorowe do tablic korkowych		10 op.	
38	Post-it 76mmx127mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 127mm ± 1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym		240 szt.	
39	Post-it 38mmx51mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe, rozmiar 38mm x 50mm ± 1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi, w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym		300 szt.	

40	Post-it 51mmx76mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe, rozmiar 51mm x 76mm ± 1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.		240 szt.	
41	Post-it 76mmx76mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x76mm ± 1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.		240 szt.	
42	Przekładka 1/3 A4	rozmiar 235mm x 105mm (ok. 1/3 formatu A4), wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do segregowania dokumentów, długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora, w op. 100szt., w pastelowych lub intensywnych kolorach żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix kolorów		40 szt.	
43	Przybornik na biurko	przybornik wielofunkcyjny na biurko, stojący, z przegródkami na długopisy, spinacze z jedną przegrodą na karteczki 76mm x 76mm		10 szt.	
44	Rozszywacz	metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę.		96 szt.	
45	Segregator A4/50	format A4; grubość kartonu min. 1,8mm; szerokość grzbietu 50mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową, metalowa dźwignia z dociskiem na grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu		50 szt.	
46	Segregator A4/75	format A4; grubość kartonu: min. 1,8mm; szerokość grzbietu 75mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową, metalowa dźwignia z dociskiem na grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu		100 szt.	
47	Szuflada na dokumenty A4 przezroczysta	wykonana z polistyrenu, przeznaczona na dokumenty do rozmiaru A4, możliwość ustawiana zarówno w pionie jak i schodkowo		48 szt.	
48	Tablica korkowa 60cm x 90cm	wymiar 60cm x 90cm, powierzchnia korkowa, rama drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w komplecie zestaw mocujący		5 szt.	
49	Taśma pakowa 48/66 brązowa	wymiar 48mm x 66m. emulsyjny klej akrylowy, o wysokiej odporności na zrywanie, brązowa, przyczepna do większości powierzchni		72 szt.	
50	Taśma klejąca dwustronna	uniwersalna taśma dwustronna z białej folii, szerokość 50mm, długość 5m		12 szt.	
51	Teczka do podpisu	format: A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min.1,9 mm i gramaturze min.1200g/m ² pokrytego folią polipropylenową PCV lub okleiną skóropodobną min. 19 wewnętrznych przegródek; każda przegródka posiada 3 lub 4 otwory do podglądu jej zawartości; gramatura przekładek: ok. 450g/m ² , min. 2 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu		5 szt.	
52	Teczka wiązana biała wykonana z kartonu bezkwasowego 350g/m ² , grzbiet do 30mm i do 50mm	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z kartonu bezkwasowego o gramaturze 350g/m ² , wielkość zewnętrzna wys. 315mm x szer. przód 237mm (± 5 mm w obu wymiarach), możliwość rozszerzenia grzbietu do 25-30 mm i do 50 mm		25000 szt.	
53	Teczka z gumką	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z transparentnego polipropylenu, zamknięcie za pomocą gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty, min. 4 kolory do ustalenia		100 szt.	

54	Temperówka z pojemnikiem	solidna i trwała, metalowa temperówka z pojedynczym wejściem i praktycznym pojemnikiem, wyposażona w wysokiej jakości ostrze strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu, wieczko pojemnika, powinno dobrze łączyć się z obudową		60 szt.	
55	Tusz do stempli czarny	tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych; zawartość wody maks. 37%; buteleczka wykonana z plastiku z aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu, pojemność butelki min. 25 ml, kolor czarny		40 szt.	
56	Wąsy do skoroszytu	listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; w op. 25szt.; min. 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu		20 op.	
57	Zakładka indeksująca papierowa 5 kolorów 20mm x 50mm	rozmiar 20mm x 50mm ± 2mm; wykonane z polipropylenu lub papieru; samoprzylepne; wielorazowego użytku; możliwość pisania po zakładkach		50 op.	
58	Zakładka indeksująca strzałka	zakładki indeksujące - strzałki pomagają skierować uwagę na określone fragmenty dokumentu i dokładnie wskazać właściwe słowo, akapit, lub liczbą w tekście; możliwe jest wielokrotne odklejenie i ponowne przyklejenie zakładek, jak i pisanie po nich; op./zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach x 24 szt. każdego koloru, 12mm x 43mm (+/- 2mm)		50 op.	
59	Zakreślacz kolorowy	zakreślacz fluorescencyjny, z tuszem na bazie wody, duża odporność na wysychanie; nie rozmazuje się; gumowe boki obudowy zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni; końcówka ścięta; szerokość linii od 1mm do 5mm; różne kolory, mix kolorów		240 szt.	
60	Zszywacz biurowy do 15 kartek	zszywa do 15 kartek, zszywki 10, pojemność magazynka 100 zszywek zszywanie klasyczne i tapicerskie, głębokość wsunięcia kartki min. 58mm, wskaźnik naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna		30 szt.	
61	Zszywacz biurowy do 30 kartek	zszywa do 30 kartek, zszywki 24, pojemność magazynka 100 zszywek zszywanie klasyczne i tapicerskie, głębokość wsunięcia kartki min. 58mm, wskaźnik naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna		30 szt.	
62	Zszywki 10/5	rozmiar 10, wykonane z wysokiej jakości stali, 15+/-5 zszywanych kartek o gramaturze 80g/m ² , w op. 1000 szt.		100 op.	
63	Zszywki 24/6	rozmiar 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405, 30 zszywanych kartek o gramaturze 80g/m ² , w op. 1000 szt.		100 op.	
64	Płyta CD 700 MB	płyta CD 700 MB Verbatin lub równoważne		500 szt.	
65	Płyta DVD 4,7GB	płyta DVD +R 4,7 GB 16x VERBATIM lub równoważne		500 szt.	
66	Ręcznik papierowy	ręcznik papierowy typu Velvet lub równoważny, pakowany po 2 szt. dwuwarstwowy, 2 x 12,4m		10 op.	
67	Kubek jednorazowy	kubek jednorazowy plastikowy, poj. 200 ml, w op. 100 szt.		20 op.	
całkowita cena brutto Σ poz. 1-67					

Uwaga: Dopuszcza się oferowanie artykułów w mniejszych opakowaniach niż wskazane w zestawieniu, pod warunkiem obliczenia i podania wartości brutto z odpowiednim uwzględnieniem całkowitej ilości artykułów określonej w danej pozycji zestawienia w odniesieniu do innego sposobu pakowania niż wskazany w zestawieniu.

1. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu jakości dostaw, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że stanowię/-my wykonawcę, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które udostępniono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkach podanych we wzorze, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 1 sierpnia 2023 r.
7. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

miejsowość, data

podpis elektroniczny oferenta/wykonawcy
alternatywnie, podpis oferenta/wykonawcy*

**Dokument można sporządzić w formie elektronicznej, tj. dokonać jego zapisania w formacie pdf (funkcja „zapisz jako” lub „drukuj”) i poświadczania podpisem elektronicznym w formacie PAdES (ew. XAdES) dodatkowo umieszczając infografikę e-podpisu w wyznaczonym do tego miejscu*